

LABORATOIRE BARRAND 8-2570						Date 23/01/26
Site	Lieu de réalisation	Ligne de portée	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique / de la région anatomique	Principe de la méthode	Référence de la méthode
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM AI01	Anticoprs anti-CCP	sérum	Méthode automatisée Chimiluminescence sur C18200, ABBOTT	R2-MO-032-10 MO Automate : C18200
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM AI01	Anticoprs anti-nucléaires	sérum	Méthode automatisée Immuno Dot automatisé ENA (Quantrix) sur BlueDiver, EURO BIO	R2-MOA-005-01 MO Automate : BLUE DIVER
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM AI01	Anticoprs anti-nucléaires	sérum	Méthode automatisée Immunofluorescence indirecte automatisée sur Hélios, EURO BIO	R2-MOA-006-01 MO Automate : HELIOS
LABORATOIRE BARRAND - site Alsace	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM AP01	Volume, concentration et mobilité des spermatozoïdes	sperme frais	Méthode manuelle Volume (pesée), concentration (microscope en cellule), cellules rondes (Kovasilde)	R2-MO-027-09 MO AMP : Spermologie R2-MO-029-10 MO AMP : SCA évolution
LABORATOIRE BARRAND - site Alsace	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM AP02	Concentration et mobilité spermatozoïdes	sperme frais	Méthode automatisée Système CASA : SCA EVOLUTION	R2-MO-027-09 MO AMP : Spermologie R2-MO-029-10 MO AMP : SCA évolution
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM BB01	HCG cassette	sérum	Méthode manuelle Immunochromatographie, BIOSYNEX	R2-MO-109-08 MO Technique manuelle : HCG cassette
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM BB01	Oestradiol	sérum	Méthode automatisée Chimiluminescence sur I2000, ABBOTT	R2-MO-024-08 MO Automate : I2000
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM BB01	CRP	plasma hépariné	Méthode automatisée Immunoturbidimétrie sur C18200, ABBOTT	R2-MO-032-10 MO Automate : C18200
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM BB01	Sodium	plasma hépariné	Méthode automatisée ISE indirecte sur C18200, ABBOTT	R2-MO-032-10 MO Automate : C18200
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM BB01	Glucose	plasma hépariné	Méthode automatisée Spectrophotométrie sur C18200, ABBOTT	R2-MO-032-10 MO Automate : C18200
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM BB04	Electrophorèse des protéines	sérum	Méthode automatisée Electrophorèse capillaire sur Capillarys 3, SEBIA	R2-MOA-004-09 MO Automate : Capillarys 3
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM BB04	Immunosustraction	sérum	Méthode automatisée Immunosustraction sur Capillarys 3, SEBIA	R2-MOA-004-09 MO Automate : Capillarys 3
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM BB05	HCG cassette	sérum	Méthode manuelle Immunochromatographie, BIOSYNEX	R2-MO-109-08 MO Technique manuelle : HCG cassette
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM CB02	TCA	plasma citraté	Méthode automatisée Chronométrie sur STA COMPACT MAX, STAGO	R2-MOA-009-13 MO Automate : STA COMPACT MAX
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM CB02	D-Dimères	plasma citraté	Méthode automatisée Turbidimétrie sur STA COMPACT MAX, STAGO	R2-MOA-009-13 MO Automate : STA COMPACT MAX
LABORATOIRE BARRAND - site Saint Léon	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM HB01	Hémoglobine	sang total EDTA	Méthode automatisée Cytométrie optique et impédancemétrie sur XN1000, SYSMEX	R2-MO-047-06 MO Automate : XN 1000
LABORATOIRE BARRAND - site Saint Léon	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM HB01	Hématies	sang total EDTA	Méthode automatisée Cytométrie optique et impédancemétrie sur XN1000, SYSMEX	R2-MO-047-06 MO Automate : XN 1000
LABORATOIRE BARRAND - site Saint Léon	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM HB01	Hématocrite	sang total EDTA	Méthode automatisée Cytométrie optique et impédancemétrie sur XN1000, SYSMEX	R2-MO-047-06 MO Automate : XN 1000
LABORATOIRE BARRAND - site Saint Léon	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM HB01	Leucocytes	sang total EDTA	Méthode automatisée Cytométrie optique et impédancemétrie sur XN1000, SYSMEX	R2-MO-047-06 MO Automate : XN 1000
LABORATOIRE BARRAND - site Saint Léon	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM HB01	Formule leucocytaire	sang total EDTA	Méthode automatisée Cytométrie optique et impédancemétrie sur XN1000, SYSMEX	R2-MO-047-06 MO Automate : XN 1000
LABORATOIRE BARRAND - site Saint Léon	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM HB03	Vitesse de sédimentation	sang total EDTA	Méthode manuelle Hauteur de cellules sédimentées	R2-MO-034-06 MO Technique manuelle : VS manuelle
LABORATOIRE BARRAND - site Saint Léon	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM HB06	Phénotypage des sous-populations lymphocytaires	sang	Méthode automatisée Cytométrie en flux sur FACSLytic, BD	R2-MO-023-03 MO Automate : BD FACSLytic
LABORATOIRE BARRAND - site Alsace	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM IH01	Groupes sanguins	sang total EDTA	Méthode automatisée Héماغglutinationsur ECHO Werfen, IMMUCOR	R2-MO-019-10 MO Automate : ECHO LUMENA (groupes sanguins et RAI)
LABORATOIRE BARRAND - site Alsace	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM IH02	Recherche d'agglutinines irrégulières (dépiétage)	sang total EDTA	Méthode automatisée Héماغglutinationsur ECHO Werfen, IMMUCOR	R2-MO-019-10 MO Automate : ECHO LUMENA (groupes sanguins et RAI)
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM MG01	Anticoprs anti-HBS	sérum	Méthode automatisée Chimiluminescence sur C18200, ABBOTT	R2-MO-032-10 MO Automate : C18200
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM MG03	Toxine AB de C.difficile	selles	Méthode manuelle Immunochromatographie sur F200, EURO BIO	R2-MOA-010-01 MO Automate : STANDARD F200
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM MG05	PCR IST	urine, prélèvement vaginal / urétral / anal / ORL, sperme frais	Méthode automatisée Extraction sur Starlet, EURO BIO puis amplification sur CFX-96, BIORAD	R2-MO-021-03 MO Automate : Prise en charge des demandes de microbiologie par biologie moléculaire
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM MG07	ECBU (cytologie urinaire : GB, GR, cristaux, cylindres, cellules épithéliales)	urines	Méthode manuelle Lecture optique (Kovasilde)	R2-MO-004-09 MO Microbio : Examen cytotactériologique des urines (ECBU) R2-MO-022-05 MO Microbio : Lecture d'une cellule KOVASLIDE
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM MG08	Hémoculture	sang total	Méthode automatisée Hémoculture sur Bactec FX40, BD	R2-MOA-056-07 MO Microbio : BD Bactec FX40 - Hémocultures
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM MG09	Recherche identification de dermatophytes et de champignons filamenteux	phanère - peau	Méthode manuelle Identification macro et microscopique après culture	R2-MO-010-07 MO Microbio : Dermatophytes et champignons d'importance médicale
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM MG11	ECBU (ensemencement, identification)	urines	Méthode automatisée Spectrométrie de masse sur MALDI Biotyper, BRÜCKER	R2-MO-038-11 MO Microbio : Ensemencements
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM MG12	ECBU (antibiogramme)	urines	Méthode automatisée Lecture automatisée sur Adagio, BIORAD	R2-MO-028-09 MO Microbio : Préparation de l'antibiogramme R2-MO-057-02MO Microbio : Adagio
LABORATOIRE BARRAND - site Schuman	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM MG13	Diagnostic du paludisme	sang	Méthode manuelle Frottis, goutte épaisse et parasitémie	R2-MO-048-01 MO Technique manuelle : Prise en charge des demandes de recherche de paludisme
LABORATOIRE BARRAND - site Alsace	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM SP01	Spermogramme (Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité, concentration, cellules rondes)	sperme frais Glaire cervicale	Méthode manuelle Volume (pesée), pH (papier pH), viscosité (gravimétrie), agglutination (estimation visuelle), mobilité (microscope), concentration (en cellule), cellules rondes (Kovasilde)	R2-MO-027-09 MO AMP : Spermologie
LABORATOIRE BARRAND - site Alsace	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM SP02	Spermogramme (Détermination de la concentration des spermatozoïdes, mobilité et/ou mouvement)	sperme frais	Méthode automatisée Système CASA : SCA EVOLUTION	R2-MO-027-09 MO AMP : Spermologie R2-MO-029-10 MO AMP : SCA évolution
LABORATOIRE BARRAND - site Alsace	au sein du site au domicile des patients dans des établissements de soins (EHPAD, maison de retraite, centres de soins)	BM SP03	Spermocytogramme (Etude morphologique et identification des cellules rondes, spermatozoïdes, vitalité)	sperme frais	Méthode mixte automatisée et manuelle combinée Spermocytogramme (coloration sperme Stain), vitalité (vitalscreen : esoine, nécrosine), leucocytes (leucoscreen plus)	R2-MO-027-09 MO AMP : Spermologie R2-MO-029-10 MO AMP : SCA évolution